



Sada filtračních membrán s 50 membránovými filtry 1,2 µm

Kat. číslo produktu:	LCW904
CZK Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dostupné	

Sada obsahuje 50 speciálních filtračních membrán (1,2 µm) a jednu stříkačku na jedno použití (10 mL). Pro filtraci zakalených vzorků pro stanovení rozpuštěných složek.

Technické údaje

Parametr:	Sada filtračních membrán (1,2 µm)
Počet testů:	50
Podmínky skladování:	15 - 25 °C
Popis:	Předúprava pro zakalené vzorky
Zvláštní poznámky:	Sada obsahuje 50 speciálních filtračních membrán (1,2 µm) a jednu stříkačku na jedno použití (10 ml)