



Chromové lázně kyselé kyvetový test 0,5-450 g/L CrO₃

Kat. číslo produktu:

LCK213

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Kyvetové testy LCK: minimální množství reagensů, maximální bezpečnost.

Předdávkové reagensie pro maximální bezpečnost. Snadné použití a fotometrické vyhodnocení, zabaleno v krabici opatřené návodem. Díky menším objemům chemikálií šetrné k životnímu prostředí.

Technické údaje

Metoda:	Vlastní barva lázně
Parametr:	Kyselina chromová
Platforma:	LCK
Počet testů:	25
Podmínky skladování:	15 - 25 °C
Popis:	Chromové pokovovací lázně kyselé, chromové galvanické lázně
Přístroj:	DR3900, DR6000, DR1900
Rozsah měření:	0,5 - 5,0 g/L CrO ₃
Rozsah měření (2):	50 - 450 g/L CrO ₃