



Niklové lázně kyselé, kyvetový test 5-120 g/L Ni

Kat. číslo produktu:

LCK237

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



LCK kyvetové testy: minimální množství reagensů, maximální bezpečnost.

Předdávkové reagensie pro maximální bezpečnost. Snadné použití a fotometrické vyhodnocení, zabaleno v krabici opatřené návodem. Pro menší obsah chemikálií šetrný k životnímu prostředí.

Technické údaje

Metoda:	Vlastní barva lázně
Parametr:	Nikl, lázně (kyselé)
Platforma:	LCK
Počet testů:	25
Podmínky skladování:	15 - 25 °C
Popis:	Niklové lázně (kyselé), lázně síranu nikelnatého a sulfamátu niklu
Přístroj:	DR3900, DR6000, DR1900
Rozsah měření:	5 - 120 g/L Ni