



Fotometrická jodová zkouška (MEBAK) kyvetový test

Kat. číslo produktu:

LCK240

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Kyvetové testy LCK: minimální množství reagensů, maximální bezpečnost.

Pro hodnoty jodu > 0,2

Technické údaje

Metoda:	Metoda MEBAK
Parametr:	Fotometrická jodová zkouška (PIS)
Platforma:	LCK
Počet testů:	25
Podle normy:	MEBAK II
Podmínky skladování:	15 - 25 °C
Popis:	Analogické metodě MEBAK
Přístroj:	DR6000
Rozsah měření:	> 0,2