



Chlor volný kyvetový test, 0,05-2,0 mg/L Cl₂

Kat. číslo produktu:

LCK410

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Kyvetové testy LCK: minimální množství reagensů, maximální bezpečnost.

Kyvetový test na stanovení volného chloru, 0,05-2,0 mg/L Cl₂ a oxidu chloričitého, 0,09-3,8 mg/L ClO₂.

Předdávkové reagensie pro maximální bezpečnost. Snadné použití a fotometrické vyhodnocení, zabaleno v krabici opatřené návodem. Díky menším objemům chemikálií šetrné k životnímu prostředí.

Přesné a spolehlivé naměřené hodnoty

Maximální bezpečnost pro uživatele díky uzavřenému systému a malému množství reagensů

Pohodlné a bezchybné dávkování reagensů

Čárový kód kyvety pro automatické rozpoznání ve fotometru

Rozlišení mezi testy a měřicími rozsahy pomocí barevného značení kyvet

Technické údaje

Metoda:	DPD
Parametr:	Chlor, volný
Počet testů:	24 (test obsahuje nulový roztok)
Podle normy:	ISO 7393-1-2-1985, DIN 38408 G4-2
Přístroj:	DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
Rozsah měření:	0,05 - 2,0 mg/L Cl ₂ volný/ClO ₂