



Zbytková tvrdost kyvetový test 0,02-0,6° dH

Kat. číslo produktu:

LCK427

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Kyvetové testy LCK: minimální množství reagensů, maximální bezpečnost.

Předdávkové reagensie pro maximální bezpečnost. Snadné použití a fotometrické vyhodnocení, zabaleno v krabici opatřené návodem. Díky menším objemům chemikálií šetrné k životnímu prostředí.

Přesné a spolehlivé naměřené hodnoty

Maximální bezpečnost pro uživatele díky uzavřenému systému a malému množství reagensů

Pohodlné a bezchybné dávkování reagensů

Čárový kód kyvety pro automatické rozpoznání ve fotometru

Rozlišení mezi testy a měřicími rozsahy pomocí barevného značení kyvet

Technické údaje

Metoda:	Metal ftalein
Parametr:	Tvrdost vody, zbytková
Platforma:	LCK
Počet testů:	24 (test obsahuje nulový roztok)
Podmínky skladování:	15 - 25 °C
Popis:	Tvrdost vody, vápník/hořčík
Přístroj:	DR3900, DR6000, DR1900
Rozsah měření:	0,02 - 0,6 °dH stupeň tvrdosti vody
Rozsah měření (2):	0,1 - 2 mg/L Ca
Rozsah měření (3):	0,15 - 2 mg/L Mg
Soulad s EPA:	N/A