



Kyselinová kapacita - KS_{4,3}, kyvetový test, 0,5-8,0 mmol/l

Kat. číslo produktu: LCK362
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Kyvetové testy LCK: minimální množství reagensů, maximální bezpečnost.

Připraveno k použití, zajištění maximální bezpečnosti, snadná manipulace, systém fotometrického vyhodnocení a šetrnost k životnímu prostředí

Přesné a spolehlivé naměřené hodnoty

Maximální bezpečnost pro uživatele díky uzavřenému systému a malému množství reagensů

Pohodlné a bezchybné dávkování reagensů

Čárový kód kyvety pro automatické rozpoznání ve fotometru

Rozlišení mezi testy a měřicími rozsahy pomocí barevného značení kyvet

Technické údaje

Metoda:	Metoda Hach
Parametr:	Kyselinová kapacita
Platforma:	LCK
Počet testů:	25
Podmínky skladování:	15 - 25 °C
Popis:	KS _{4,3} /uhličitan vápenatý CaCO ₃
Přístroj:	DR3900, DR6000, DR1900
Rozsah měření:	0,5 - 8,0 mmol/L
Rozsah měření (2):	25 - 400 mg/L CaCO ₃
Soulad s EPA:	N/A