



Kyvetový test pro stanovení CHSK, bez rtuti 0-1 000 mg/L O₂

Kat. číslo produktu:

LCK214

CZK Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás

Nebezpečné



LCK kyvetové testy: minimální množství reagensů, maximální bezpečnost.

Předdávkové reagensie pro maximální bezpečnost. Snadné použití a fotometrické vyhodnocení, zabaleno v krabici opatřené návodem. Pro menší obsah chemikálií šetrný k životnímu prostředí.

Přesné a spolehlivé naměřené hodnoty

Maximální bezpečnost pro analytika díky uzavřenému systému a malému množství reagensů

Pohodlné a bezchybné dávkování reagensů

Čárový kód kyvety pro automatickou identifikaci testu ve fotometru

Rozlišení mezi testy a měřicími rozsahy pomocí barevného značení kyvet

Technické údaje

Metoda:	Dichroman
Parametr:	CHSK, bez rtuti
Platforma:	LCK
Počet testů:	25
Podle normy:	ISO 6060-1989, DIN 38409-H41
Podmínky skladování:	15 - 25 °C (chraňte před světlem)
Popis:	Chemická spotřeba kyslíku
Požadovaný rozklad:	Ano
Přístroj:	DR3900, DR6000, DR1900
Rozsah měření:	0 - 1000 mg/L O ₂
Zvláštní poznámky:	Pozor: Tento test je určen pouze pro Švédsko