



## Kyvetový test CHSK - ISO 15705, 0-1 000 mg/L O<sub>2</sub>

Kat. číslo produktu:

LCI400

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné

Nebezpečné



### LCK kyvetové testy: minimální množství reagensů, maximální bezpečnost.

Předdávkové reagensie pro maximální bezpečnost. Snadné použití a fotometrické vyhodnocení, zabaleno v krabici opatřené návodem. Vhodné pro kontrolu povolených limitů. Pro menší obsah chemikálií šetrný k životnímu prostředí.

**Přesné koncentrace složení schváleného podle standardů ISO**

**Mimořádně přesný**

**Předdávkový a připravený k použití**

**Žádný kontakt s toxickými činidly**

**Likvidační/recyklační služby**

---

### Technické údaje

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Metoda:              | Dichroman                         |
| Parametr:            | CHSK                              |
| Platforma:           | LCK                               |
| Počet testů:         | 24 testů, jeden slepý             |
| Podle normy:         | ISO 15705                         |
| Podmínky skladování: | 15 - 25 °C (chraňte před světlem) |
| Popis:               | Chemická spotřeba kyslíku         |
| Požadovaný rozklad:  | Ano                               |
| Přístroj:            | DR3900, DR6000, DR1900            |
| Rozsah měření:       | 0 - 1000 mg/L O <sub>2</sub>      |
| Standardní metoda:   | ISO 15705                         |