



Kyvetový test CHSK - ISO 15705, 0-150 mg/L O₂

Kat. číslo produktu:

LCI500

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



LCK kyvetové testy: minimální množství reagensů, maximální bezpečnost.

Předdávkové reagensie pro maximální bezpečnost. Snadné použití a fotometrické vyhodnocení, zabaleno v krabici opatřené návodem. Vhodné pro kontrolu povolených limitů. Pro menší obsah chemikálií šetrný k životnímu prostředí.

Přesné koncentrace složení schváleného podle standardů ISO

Mimořádně přesný

Předdávkový a připravený k použití

Žádný kontakt s toxickými činidly

Likvidační/recyklační služby

Technické údaje

Metoda:	Dichroman
Parametr:	CHSK
Platforma:	LCK
Počet testů:	24 , jeden slepý
Podle normy:	ISO 15705
Podmínky skladování:	15 - 25 °C (chraňte před světlem)
Popis:	Chemická spotřeba kyslíku
Požadovaný rozklad:	Ano
Přístroj:	DR3900, DR6000, DR1900
Rozsah měření:	0 - 150 mg/L O ₂
Standardní metoda:	ISO 15705