



BSK5 kyvetový test 0,5-12,0 mg/L O₂

Kat. číslo produktu:

LCK554

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Kyvetové testy LCK: minimální množství reagensů, maximální bezpečnost.

Předdávkové reagensie pro maximální bezpečnost. Snadné použití a fotometrické vyhodnocení, zabaleno v krabici opatřené návodem. Díky menším objemům chemikálií šetrné k životnímu prostředí.

Přesné a spolehlivé naměřené hodnoty

Maximální bezpečnost pro uživatele díky uzavřenému systému a malému množství reagensů

Pohodlné a bezchybné dávkování reagensů

Čárový kód kyvety pro automatické rozpoznání ve fotometru

Rozlišení mezi testy a měřicími rozsahy pomocí barevného značení kyvet

Technické údaje

Metoda:	Metoda ředění
Parametr:	BSK ₅
Platforma:	LCK
Počet testů:	20
Podle normy:	EN 1899-1
Podmínky skladování:	2 - 8 °C (uchovejte v chladu)
Popis:	Biochemická spotřeba kyslíku, 5 dní
Přístroj:	DR3900, DR6000, DR1900
Rozsah měření:	0,5 - 12 mg/L O ₂
Soulad s EPA:	N/A