



Kyvetový test pro stanovení neionogenních tenzidů 0,2-6,0 mg/L

Kat. číslo produktu:

LCK333

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás



LCK kyvetové testy: minimální množství reagensů, maximální bezpečnost.

Předdávkové reagensie pro maximální bezpečnost. Snadné použití a fotometrické vyhodnocení, zabaleno v krabici opatřené návodem. Pro menší obsah chemikálií šetrný k životnímu prostředí.

Přesné a spolehlivé naměřené hodnoty

Maximální bezpečnost pro analytika díky uzavřenému systému a malému množství reagensů

Pohodlné a bezchybné dávkování reagensů

Čárový kód kyvety pro automatickou identifikaci testu ve fotometru

Rozlišení mezi testy a měřicími rozsahy pomocí barevného značení kyvet

Technické údaje

Metoda:	TBPE
Parametr:	Povrchově aktivní látky, neionogenní
Platforma:	LCK
Počet testů:	25
Podmínky skladování:	15 - 25 °C
Přístroj:	DR3900, DR6000, DR1900
Rozsah měření:	0.2 - 6.0 mg/L as Triton x 100
Soulad s EPA:	N/A