



Kyvetový test pro stanovení fenolů 5-150 mg/L

Kat. číslo produktu:

LCK346

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



LCK kyvetové testy: minimální množství reagensů, maximální bezpečnost.

Připraveno k použití, zajištění maximální bezpečnosti, snadná manipulace, systém fotometrického vyhodnocení a šetrnost k životnímu prostředí

Přesné a spolehlivé naměřené hodnoty

Maximální bezpečnost pro analytika díky uzavřenému systému a malému množství reagensů

Pohodlné a bezchybné dávkování reagensů

Čárový kód kyvety pro automatickou identifikaci testu ve fotometru

Rozlišení mezi testy a měřicími rozsahy pomocí barevného značení kyvet

Technické údaje

Metoda:	4-aminoantipyrin
Parametr:	Fenoly
Platforma:	LCK
Počet testů:	24 (test obsahuje nulový roztok)
Podle normy:	ISO 6439-1990, DIN 38409 H16
Podmínky skladování:	2 - 8 °C (uchovejte v chladu)
Přístroj:	DR3900, DR6000, DR1900
Rozsah měření:	5 - 150 mg/L fenolu
Soulad s EPA:	N/A