



TOC (vytěšňovací metoda) kyvetový test 3-30 mg/L C

Kat. číslo produktu:

LCK385

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Kyvetové testy LCK: minimální množství reagensů, maximální bezpečnost.

Předdávkové reagensie pro maximální bezpečnost. Snadné použití a fotometrické vyhodnocení, zabaleno v krabici opatřené návodem. Vhodné pro kontrolu povolených limitů. Díky menším objemům chemikálií šetrné k životnímu prostředí.

Přesné a spolehlivé naměřené hodnoty

Maximální bezpečnost pro uživatele díky uzavřenému systému a malému množství reagensů

Pohodlné a bezchybné dávkování reagensů

Čárový kód kyvety pro automatické rozpoznání ve fotometru

Rozlišení mezi testy a měřicími rozsahy pomocí barevného značení kyvet

Technické údaje

Metoda:	Vytěšňovací metoda, rozklad persíranem
Parametr:	TOC
Platforma:	LCK
Počet testů:	25
Podle normy:	EN 1484, DIN 38409-H3
Podmínky skladování:	2 - 8 °C (uchovejte v chladu)
Popis:	Celkový organický uhlík
Požadovaný rozklad:	Ano
Přístroj:	DR3900, DR6000, DR1900
Rozsah měření:	3 - 30 mg/L C
Soulad s EPA:	N/A
Standardní metoda:	EN 1484