



## Kyvetový test pro stanovení sulfidů 0,1-2,0 mg/L S<sup>2-</sup>

Kat. číslo produktu:

LCK653

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



**LCK kyvetové testy: minimální množství reagensů, maximální bezpečnost.**

Předdávkové reagensie pro maximální bezpečnost. Snadné použití a fotometrické vyhodnocení, zabaleno v krabici opatřené návodem. Pro menší obsah chemikálií šetrný k životnímu prostředí.

**Přesné a spolehlivé naměřené hodnoty**

**Maximální bezpečnost pro analytika díky uzavřenému systému a malému množství reagensů**

**Pohodlné a bezchybné dávkování reagensů**

**Čárový kód kyvety pro automatickou identifikaci testu ve fotometru**

**Rozlišení mezi testy a měřicími rozsahy pomocí barevného značení kyvet**

---

### Technické údaje

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Metoda:              | Dimethyl-p-fenylendiamin       |
| Parametr:            | Sulfidy                        |
| Platforma:           | LCK                            |
| Počet testů:         | 25                             |
| Podle normy:         | ISO 10530-1991, DIN 38405-D26  |
| Podmínky skladování: | 15 - 25 °C                     |
| Popis:               | Rozpuštěný sulfid              |
| Přístroj:            | DR3900, DR6000, DR1900         |
| Rozsah měření:       | 0,1 - 2,0 mg/L S <sup>2-</sup> |