



Kyvetový test pro stanovení siřičitanů 0,1-5,0 mg/L SO₃

Kat. číslo produktu: LCK654
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

LCK kyvetové testy: minimální množství reagensů, maximální bezpečnost.

Předdávkové reagensie pro maximální bezpečnost. Snadné použití a fotometrické vyhodnocení, zabaleno v krabičce opatřené návodem. Pro menší obsah chemikálií šetrný k životnímu prostředí.

Přesné a spolehlivé naměřené hodnoty

Maximální bezpečnost pro analytika díky uzavřenému systému a malému množství reagensů

Pohodlné a bezchybné dávkování reagensů

Čárový kód kyvety pro automatickou identifikaci testu ve fotometru

Rozlišení mezi testy a měřicími rozsahy pomocí barevného značení kyvet

Technické údaje

Metoda:	Metoda Hach
Parametr:	Siřičitany
Platforma:	LCK
Počet testů:	25
Podmínky skladování:	15 - 25 °C
Přístroj:	DR3900, DR6000, DR1900
Rozsah měření:	0,1 - 5,0 mg/L SO ₃
Soulad s EPA:	N/A