



Kyanidy (snadno uvolnitelné) kyvetový 0,03-0,35 mg/L CN-

Kat. číslo produktu:

LCK319

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Kyvetové testy LCK: minimální množství reagensů, maximální bezpečnost.

Předdávkové reagensie pro maximální bezpečnost. Snadné použití a fotometrické vyhodnocení, zabaleno v krabici opatřené návodem. Díky menším objemům chemikálií šetrné k životnímu prostředí.

Přesné a spolehlivé naměřené hodnoty

Maximální bezpečnost pro uživatele díky uzavřenému systému a malému množství reagensů

Pohodlné a bezchybné dávkování reagensů

Čárový kód kyvety pro automatické rozpoznání ve fotometru

Rozlišení mezi testy a měřicími rozsahy pomocí barevného značení kyvet

Technické údaje

Metoda:	Metoda Hach
Parametr:	Kyanidy, snadno uvolnitelné
Platforma:	LCK
Počet testů:	24 (test obsahuje nulový roztok)
Podmínky skladování:	2 - 8 °C (uchovejte v chladu)
Popis:	snadno uvolnitelné
Přístroj:	DR3900, DR6000, DR1900
Rozsah měření:	0,03 - 0,35 mg/L CN
Soulad s EPA:	N/A