



Addista, jednoparametrový standard pro kyvetový test LCK310 chlor

Kat. číslo produktu: LCA310
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Systém kontrolního standardu pro zajištění analytické kvality (AQA), pro kyvetový test na stanovení chloru

Technické údaje

Koncentrace:	25 – 30 mg/L Cl ₂
Parametr:	Chlor
Platforma:	LCA
Podmínky skladování:	2 - 8 °C (uchovejte v chladu)
Popis:	ADDISTA standard jednoparametrový pro kyvetový test LCK310 chlor
Zvláštní poznámky:	Vzhledem k výrobním faktorům je koncentrace standardu v rozmezí 25–30 mg/l Cl ₂ . Nominální hodnota – po provedení procedury – je uvedena na přiloženém testovacím certifikátu.