



Addista Standardní roztok víceparametrový

Kat. číslo produktu: LCA700
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Systém pro zajištění analytické kvality (AQA), sada obsahující jeden směsný standardní roztok a dva okružní testovací roztoky.

- LCK304, amonný dusík, 0,015–2,0 mg/L $\text{NH}_4\text{-N}$
- LCK311, chloridy, 1–70 mg/L Cl
- LCK228, draslík, 5–50 mg/L K
- LCK328, draslík, 8–50 mg/L K
- LCK348, fosforečnany (ortho), 0,5–5,0 mg/L $\text{PO}_4\text{-P}$
- LCK414 / LCK1414, CHSK, 5–60 mg/L O_2
- LCK238, celkový dusík, 5–40 mg/L TN_b

Důvěra ve vaše výsledky

Průběžná dokumentace zajištění analytické kvality pomocí systému Addista dokládá správnost vašich výsledků analýzy vody.

Jednodušší

Každý standardní roztok Addista obsahuje několik parametrů. Díky tomu se ve vaší laboratoři značně zmenší počet lahví s jednoparametrovými standardními roztoky.

Méně zdrojů chyb

Roztoky Addista jsou připravené k použití s kyvetovými testy LCK od společnosti Hach. Protože není nutné žádné ředění, ušetříte při analýzách standardních roztoků čas a také bude odstraněn další zdroj chyb.

Technické údaje

Platforma: LCA
Podmínky skladování: 2 - 8 °C (uchovejte v chladu)
Popis: ADDISTA standardní roztok multiparametrový