



Latón, dusík celkový, kyvetový test, 5-40 mg/L TN_b

Kat. číslo produktu:

LCK238

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Kyvetové testy LCK: minimální množství reagensů, maximální bezpečnost.

Předdávkové reagenty pro maximální bezpečnost. Snadné použití a fotometrické vyhodnocení, zabaleno v krabici opatřené návodem. Vhodné pro kontrolu povolených limitů. Díky menším objemům chemikálií šetrné k životnímu prostředí.

Přesné a spolehlivé naměřené hodnoty

Maximální bezpečnost pro uživatele díky uzavřenému systému a malému množství reagensů

Pohodlné a bezchybné dávkování reagensů

Čárový kód kyvety pro automatické rozpoznání ve fotometru a kalibraci Truecal

Rozlišení mezi testy a měřicími rozsahy pomocí barevného značení kyvet

Technické údaje

Metoda:	Mineralizace podle Koroleffa (peroxodisíranem) a fotometrické stanovení s 2,6-dimethylfenolem
Parametr:	Dusík, celkový (Latón)
Platforma:	LCK
Počet testů:	25
Podle normy:	EN ISO 11905-1, ISO23697-1
Podmínky skladování:	15 - 25 °C
Popis:	Celkový dusík vázaný
Požadovaný rozklad:	Ano
Přístroj:	DR3900, DR6000, DR1900
Rozsah měření:	5 - 40 mg/L TN _b
Standardní metoda:	EN ISO 11905-1 Rozklad s peroxodisíranem
Truecal:	Ano