



Dusičnany kyvetový test 5-35 mg/L NO₃-N

Kat. číslo produktu:

LCK340

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Kyvetové testy LCK: minimální množství reagensů, maximální bezpečnost.

Předdávkové reagensie pro maximální bezpečnost. Snadné použití a fotometrické vyhodnocení, zabaleno v krabici opatřené návodem. Vhodné pro kontrolu povolených limitů. Díky menším objemům chemikálií šetrné k životnímu prostředí.

Přesné a spolehlivé naměřené hodnoty

Maximální bezpečnost pro uživatele díky uzavřenému systému a malému množství reagensů

Pohodlné a bezchybné dávkování reagensů

Čárový kód kyvety pro automatické rozpoznání ve fotometru a kalibraci Truecal

Rozlišení mezi testy a měřicími rozsahy pomocí barevného značení kyvet

Technické údaje

Metoda:	2,6-dimethylfenol
Parametr:	Dusičnany
Platforma:	LCK
Počet testů:	25
Podle normy:	DIN 38405 D9-2, ISO 23696-1
Podmínky skladování:	15 - 25 °C
Přístroj:	DR3900, DR6000, DR1900
Rozsah měření:	5 - 35 mg/L NO ₃ -N
Rozsah měření (2):	22 - 155 mg/L NO ₃
Soulad s EPA:	N/A
Truecal:	Ano