



## Dusitany kyvetový test 0,6-6,0 mg/L NO<sub>2</sub>-N

Kat. číslo produktu:

LCK342

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



### Kyvetové testy LCK: minimální množství reagensů, maximální bezpečnost.

Předdávkové reagensie pro maximální bezpečnost. Snadné použití a fotometrické vyhodnocení, zabaleno v krabici opatřené návodem. Vhodné pro kontrolu povolených limitů. Díky menším objemům chemikálií šetrné k životnímu prostředí.

### Přesné a spolehlivé naměřené hodnoty

### Maximální bezpečnost pro uživatele díky uzavřenému systému a malému množství reagensů

### Pohodlné a bezchybné dávkování reagensů

### Čárový kód kyvety pro automatické rozpoznání ve fotometru a kalibraci Truecal

### Rozlišení mezi testy a měřicími rozsahy pomocí barevného značení kyvet

---

## Technické údaje

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Metoda:              | Diazotizace                       |
| Parametr:            | Dusitany                          |
| Platforma:           | LCK                               |
| Počet testů:         | 25                                |
| Podle normy:         | EN ISO 26777, DIN 38405 D10       |
| Podmínky skladování: | 15 - 25 °C                        |
| Přístroj:            | DR3900, DR6000, DR1900            |
| Rozsah měření:       | 0,6 - 6,0 mg/L NO <sub>2</sub> -N |
| Rozsah měření (2):   | 2 - 20 mg/L NO <sub>2</sub>       |
| Soulad s EPA:        | N/A                               |
| Standardní metoda:   | EN ISO 26777                      |
| Truecal:             | Ano                               |