



Orthofosforečnany/celkový fosfor, kyvetový test 0,05-1,5 mg/L PO₄-P

Kat. číslo produktu:

LCK349

CZK Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás

Nebezpečné



Kyvetové testy LCK: minimální množství reagensů, maximální bezpečnost.

Předdávkové reagensie pro maximální bezpečnost. Snadné použití a fotometrické vyhodnocení, zabaleno v krabici opatřené návodem. Vhodné pro kontrolu povolených limitů. Díky menším objemům chemikálií šetrné k životnímu prostředí.

Přesné a spolehlivé naměřené hodnoty

Maximální bezpečnost pro uživatele díky uzavřenému systému a malému množství reagensů

Pohodlné a bezchybné dávkování reagensů

Čárový kód kyvety pro automatické rozpoznání ve fotometru a kalibraci Truecal

Rozlišení mezi testy a měřicími rozsahy pomocí barevného značení kyvet

Technické údaje

Metoda:	Fosfomolybdenová modř
Parametr:	Fosforečnany, ortho + celkový fosfor
Platforma:	LCK
Počet testů:	25
Podle normy:	ISO 6878_2004, DIN EN 6878 / D11
Podmínky skladování:	15 - 25 °C
Popis:	Orthofosforečnany/celkový fosfor
Požadovaný rozklad:	pro celkový fosfor
Přístroj:	DR3900, DR6000, DR1900
Rozsah měření:	0,05 - 1,5 mg/L PO ₄ -P
Rozsah měření (2):	0,15 - 4,5 mg/L PO ₄
Soulad s EPA:	N/A
Standardní metoda:	EN ISO 6878
Truecal:	Ano