



Orthofosforečnany/celkový fosfor, kyvetový test, stopové množství 0,01-0,5 mg/L PO₄-P

Kat. číslo produktu:

LCS349

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás



Technické údaje

Metoda:	Fosfomolybdenová modř
Parametr:	Orthofosforečnany + celkový fosfor
Platforma:	LCK
Počet testů:	25
Podle normy:	ISO 6878-1-1986, DIN 38405 D11-4
Podmínky skladování:	15 - 25 °C
Popis:	Ortofosforečnany/fosfor celkový
Požadovaný rozklad:	Ano, pro stanovení celkového P
Rozsah měření:	0,01 - 0,5 mg/L PO ₄ -P
Rozsah měření (2):	0,03 - 1,5 mg/L PO ₄
Standardní metoda:	EN ISO 6878
Zvláštní poznámky:	pro vyhodnocení jsou třeba 50 mm kyvety "semi-mikro"

Požadované příslušenství

- Kyveta na vzorek, 50mm hranatá PMMA, 10 ks (Item LZP341)