



DREL Průmyslová laboratoř na analýzu vody

Kat. číslo produktu:

LZV735

ZASTARALÁ POLOŽKA

Tato položka již není dostupná.

Přenosná laboratoř na analýzu vody obsahující spektrofotometr DR 2800 včetně baterií a kyvet, s kufříkem na přístroj, kufříkem na reagentie a přístrojové vybavení, sadou reagentií a přístroji.

Dnes jsme již schopni provádět analýzy kdekoliv. Přenosná laboratoř obsahuje vše, co je třeba k získání přesných výsledků měření.

I v terénu je nutná efektivní technologie měření, praktické příslušenství a reagentie připravené k okamžitému použití. Integrovaná pracovní plocha umožňuje bezpečné a jednoduché provedení analýzy na jakémkoliv místě.

Kompletní laboratoř na analýzu vody v terénu, včetně fotometru, digitálního titrátoru a vybavení pro elektrochemická měření

Univerzální a robustní

Jednoduchá obsluha s reagentiemi připravenými k okamžitému použití

Technické údaje

Obsahuje:	Spektrofotometr VIS DR 2800 (LPV422.99.00001), kufřík na přístroj (5838500), kufřík na reagentie (5839400), sada reagentií (2923300), sada příslušenství (2923400)
Rozsah vlnové délky :	340 nm - 900 nm
Výška:	280 mm