



DREL Průmyslová laboratoř na analýzu vody DR 1900

Kat. číslo produktu:

LZV966

ZASTARALÁ POLOŽKA

Tato položka již není dostupná.

Přenosná laboratoř na analýzu vody obsahující spektrofotometr DR 1900 včetně baterií a kyvet, s kufříkem na přístroj, kufříkem na reagentie a přístrojové vybavení, sadou reagentií a přístroji.

Dnes jsme již schopni provádět analýzy kdekoliv. Přenosná laboratoř obsahuje vše, co je třeba k získání přesných výsledků měření.

I v terénu je nutná efektivní technologie měření, praktické příslušenství a reagentie připravené k okamžitému použití. Integrovaná pracovní plocha umožňuje bezpečné a jednoduché provedení analýzy na jakémkoliv místě.

Kompletní laboratoř na analýzu vody v terénu, včetně fotometru, digitálního titrátoru a vybavení pro elektrochemická měření

Univerzální a robustní

Jednoduchá obsluha s reagentiemi připravenými k okamžitému použití

Technické údaje

Obsahuje:	Průmyslová laboratoř na analýzu vody se skládá z: spektrofotometr DR 1900 (DR1900-02L), kufřík na přístroj (5838500), kufřík na reagentie (5839400), sada reagentií (2923300), sada příslušenství (2923400)
Rozměry (V x Š x H):	280 mm x 533 mm x 290 mm
Rozsah vlnové délky :	340 nm - 800 nm
Záruka:	24 měsíců