



Be Right™



Kádinka pro kalibraci pH elektrody, modrá, 30 mL, bal./80

Kat. číslo produktu:

SM5013

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné

Barevné plastové kádinky 30 mL se stupnicí. Barva odpovídá barevnému značení pufrů, což během kalibrace minimalizuje riziko použití nesprávného pufru ze strany obsluhy. Ekonomické provedení zajišťující, že se během kalibrace použije pouze optimální množství pufru, a je tak zamezeno jeho nadměrné spotřebě ze strany obsluhy. Bezpečné jednorázové provedení chrání před kontaminací.