



Kit of canisters for 9245-9240 sodium analyser

Kat. číslo produktu: 09240=A=8020

CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás

Dodání do 1 týdne

Includes:

2 x bottles 0.5L all equipped with caps, stickers and tubing for Reactivtion and AutoCal

1 x Flask PolyEthylene 1L with anti-drop spout

Technické údaje

Obsah balení:	N/A
Parametr:	Sodium
Podmínky skladování:	Keep containers tightly closed in a dry, cool and well-ventilated place. Protect from moisture.
Přístroj:	9245 & 9240
Rozsah měření:	N/A