



Pipetové špičky 1,0-5,0 mL

Kat. číslo produktu:	LYW787
CZK Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dostupné	

Pipetové špičky 1,0 5,0 mL pro variabilní pipetu 1,0-5,0 mL, fixní pipetu 0,2 mL a elektronickou pipetu 0,2-5,0 mL

Technické údaje

Obsah balení:	1000 ks
Popis:	Pipetové špičky (1,0–5,0 ml) pro BBP065, BBP164 a BBP087