



Kapesní kolorimetr POCKET II Kolorimetr pro analýzu CHSK (vysoký rozsah)

Kat. číslo produktu: 5953000V.04

ZASTARALÁ POLOŽKA
Tato položka již není dostupná.

Malý velikostí, velký na analýzu, s odolností proti vodě

Přenosný kolorimetr naprogramovaný pro stanovení chemické spotřeby kyslíku, vysoký rozsah, pomocí kyvetových testů. V přepravním kufříku, s bateriemi a návodem k použití.

Jednoduché: všechny funkce jsou dostupné prostřednictvím pouhých čtyř tlačítek

Napájení: provoz na baterie pro maximálně 2 000 testů

Čitelné odečty: i v obtížných podmínkách, díky osvětlení a velkým číslicím na displeji

Spolehlivé výsledky bez připojení k elektrické síti

Robustní konstrukce, ale nízká hmotnost

Technické údaje

Jaký je obsah balení:	Každý kapesní kolorimetr Pocket II se dodává jako kompletní, k okamžitému použití připravená sestava, která obsahuje sadu reagensů (balení s předváženými dávkami reagensů), odolný kufřík na přenášení a návod k použití.
Parametr:	CHSK, vysoký rozsah (vhodné pro LCK014, LCK114)
Rozsah měření:	1000 - 10000 mg/L O ₂ / 150 - 1000 mg/L O ₂
Záruka:	24 měsíců

Jaký je obsah balení

Každý kapesní kolorimetr Pocket II se dodává jako kompletní, k okamžitému použití připravená sestava, která obsahuje sadu reagensů (balení s předváženými dávkami reagensů), odolný kufřík na přenášení a návod k použití.