



Titrační aplikační balíček pro vodu: pH a alkalita

Kat. číslo produktu: AP0001.AT1102

CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás

Dostupné

Aplikační balíček pro stanovení pH a alkality ve vodě. Vhodné pro řadu Titralab AT1000, modely automatických titrátorů AT1102 / AT1112 / AT1122 / AT1222.

Technické údaje

Aplikace:	Komunální aplikace
Jaký je obsah balení:	Aplikační balíček obsahuje skleněnou byretu, plastové kádinky, magnetické míchadlo, předprogramovanou aplikaci na USB klíči, elektrodu, kónický adapter, zátku na lahev.
Kompatibilní přístroje:	AT1102
	AT1112
	AT1122
	AT1222
Parametr:	pH/alkalita
Typ:	Application Pack
Záruka:	24 měsíců

Jaký je obsah balení

Aplikační balíček obsahuje skleněnou byretu, plastové kádinky, magnetické míchadlo, předprogramovanou aplikaci na USB klíči, elektrodu, kónický adapter, zátku na lahev.