



Titrační aplikační balíček pro potraviny a nápoje: pH a celková acidita

Kat. číslo produktu: AP0008.AT1102

CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás

Dodání do 2 týdnů

Aplikační balíček pro stanovení pH a celkové acidity v potravinách a nápojích. Vhodné pro řadu Titrallab AT1000, modely automatických titrátorů AT1102 / AT1112 / AT1122 / AT1222.

Technické údaje

Aplikace:	Aplikace pro potravinářský a nápojový průmysl
Jaký je obsah balení:	Aplikační balíček obsahuje skleněnou byretu, plastové kádinky, magnetické míchadlo, předprogramovanou aplikaci na USB klíči, elektrodu, kónický adapter, zátku na lahev.
Kompatibilní přístroje:	AT1102
	AT1112
	AT1122
	AT1222
Parametr:	pH, celková acidita
Typ:	Application Pack
Záruka:	24 měsíců

Jaký je obsah balení

Aplikační balíček obsahuje skleněnou byretu, plastové kádinky, magnetické míchadlo, předprogramovanou aplikaci na USB klíči, elektrodu, kónický adapter, zátku na lahev.