



Titrační aplikační balíček Karl Fischer: Obsah vlhkosti

Kat. číslo produktu: AP0014.KF1121

CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás

Dodání do 2 týdnů

Aplikační balíček pro stanovení obsahu vlhkosti (Karl Fischer). Vhodné pro řadu Titralab KF1000, model automatického titrátoru KF1121.

Technické údaje

Aplikace:	Aplikace: obsah vlhkosti
Jaký je obsah balení:	Aplikační balíček obsahuje skleněnou byretu, plastové kádinky, magnetické míchadlo, předprogramovanou aplikaci na USB klíči, elektrodu, kónický adapter, zátku na lahev.
Kompatibilní přístroje:	KF1121
Parametr:	Obsah vlhkosti (Karl Fischer)
Typ:	Application Pack
Záruka:	24 měsíců

Jaký je obsah balení

Aplikační balíček obsahuje skleněnou byretu, plastové kádinky, magnetické míchadlo, předprogramovanou aplikaci na USB klíči, elektrodu, kónický adapter, zátku na lahev.