



Titration Application Pack Generic Chemistry: ORP I>0

Kat. číslo produktu: AP0020.AT1112

CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás

Dodání do 2 týdnů

Technické údaje

Jaký je obsah balení:	Application Pack contains Glass Syringe, Plastic Beakers, Magnetic stirring bar, Pre-programmed application on USB stick, Electrode, conical adapter, bottle stopper, 1L glass bottle
Parametr:	ORP I>0
Záruka:	24 měsíců

Jaký je obsah balení

Application Pack contains Glass Syringe, Plastic Beakers, Magnetic stirring bar, Pre-programmed application on USB stick, Electrode, conical adapter, bottle stopper, 1L glass bottle