



Addista směsný standard, NIST, odpadní voda, vysoký rozsah

Kat. číslo produktu: LCA720
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Směsný standardní roztok pro zajištění kvality pro parametry odpadní vody, vysoký rozsah. Složky standardního roztoku mají návaznost na SRM (standardní referenční materiál) z NIST (výjimka: amonný).

Použitelné pro kyvetové testy

- LCI400 CHSK (dle ISO 15705), 0-1000 mg/L O₂
- APC400 CHSK (dle ISO 15705), 0-1000 mg/L O₂
- APC114, LCK114 CHSK, 150-1000 mg/L O₂
- APC303, LCK303 amonný dusík, 2-47 mg/L NH₄-N
- APC338, LCK338 celkový dusík, 20-100 mg/L TN_b
- APC340, LCK340 dusičnany, 5-35 mg/L NO₃-N
- APC350, LCK350 fosforečnany, 2-20 mg/L PO₄-P

Důvěra ve vaše výsledky

Průběžná dokumentace zajištění analytické kvality pomocí systému Addista dokládá správnost vašich výsledků analýzy vody.

Jednodušší

Každý standardní roztok Addista obsahuje několik parametrů. Díky tomu se ve vaší laboratoři značně zmenší počet lahví s jednoparametrovými standardními roztoky.

Méně zdrojů chyb

Roztoky Addista jsou připravené k použití s kyvetovými testy LCK od společnosti Hach. Protože není nutné žádné ředění, ušetříte při analýzách standardních roztoků čas a také bude odstraněn další zdroj chyb.

Technické údaje

Platforma: LCA
Podmínky skladování: 2 - 8 °C (uchovávat v chladu)