



**Be Right™**



## Stablcal kalibrační vialka, 20 NTU, s RFID pro laserové turbidimetry TU5200, TU5300sc a TU5400sc

**Kat. číslo produktu:**

**LZY837**

**Nebezpečné**

CZK Cena bez DPH:  
Dodání do 2 týdnů

Kontaktujte nás



Nová a vylepšená doba použitelnosti 400 dnů!

### Přesné, předem namíchané roztoky formazinu

Společnost Hach připravuje standardy Stablcal v přesných koncentracích a širokém rozsahu koncentrací pomocí patentované výrobní technologie, což umožňuje přesnou kalibraci turbidimetrů.

### Založeno na primárních formazinových standardech

Stabilizované formazinové standardy Stablcal obsahují stejný polymer rozptylující světlo jako tradiční primární formazinové standardy turbidity a mají srovnatelné vlastnosti.

### Zvýšená stabilita šetří čas a námahu

I když lze primární formazinové standardní roztoky připravovat přímo v laboratoři, je tento proces pracovně i časově náročný a naředěné standardy jsou navíc nestabilní. Stablcal je stabilizovanou verzí formazinu - poskytuje opakovatelné výsledky a šetří čas a námahu potřebnou na přípravu standardů.

### Důvěra ve výsledky

Před více než 40 lety byla společnost Hach první společností, která použila formazin jako standard turbidity v odvětví pitné vody. Standardy Stablcal jsou založeny na desítkách let zkušeností s měřením turbidity.