



Maintenance Kit for hydrogen thermal conductivity sensors with protection cap 29142 for use with the 3654

Kat. číslo produktu: 32747

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodání do 2 týdnů

Includes membranes 2952A, membrane holding ring 29228.01, O-rings 29039.0 and 28613.0, and tools for sensor maintenance.

Technické údaje

Parametr:

H2

Podmínky skladování:

Store in a dry place at room temperature

Přístroj:

Orbisphere 3654 Portable N2 and H2 Analyzer (TC), Orbisphere 3658 Analyzer Portable CO2 Analyzer (TC)