



Skleněná tyčinka, sekundární standard turbidity #0,1 NTU pro laserové turbidimetry TU5200, TU5300sc a Tu5400sc, s RFID

Kat. číslo produktu:

LZY901

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodání do 2 týdnů

Skleněná tyčinka jako standard pro všechny řady turbidimetrů TU5 usnadňuje bezproblémové rutinní kontroly a potvrzení měření bez nutnosti míchání kapalných kalibračních standardních roztoků.