



Síran manganatý, polštářky s práškem, bal./50 ks

Kat. číslo produktu:

107166

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodání do 2 týdnů



Pro stanovení rozpuštěného kyslíku Winklerovou titrační metodou. Rozsah: 1 až >10 mg/L. Metody Hach 8215 a 8229. Velikost vzorku: 300 mL.

Technické údaje

Parametr:	Rozpuštěný kyslík
Platforma:	Powder Pillows
Počet testů:	50
Rozsah měření:	1 - více než 10 mg/L