



Jodid draselný, náhradní náplň do dávkovače Swiftest

Kat. číslo produktu:

107760

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodání do 2 týdnů



Náhradní náplň s jodidem draselným pro dávkovač reagentů Swiftest. Používá se v amperometrickém titrátoru Autocat 9000 pro stanovení celkového chloru. Přibližně 300 stanovení.

Technické údaje

Číslo metody:	10025
Metoda:	Amperometrická titrace
Platforma:	Swiftest
Přístroj:	Autocat 9000
Rozsah měření:	0,0051 - 5,000 mg/L Cl ₂
Rozsah měření (2):	0,0012 - 5,000 mg/L Cl ₂