



Be Right™



Plnička pipet, 3cestný ventil

Kat. číslo produktu:	1218900
CZK Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Datum odeslání neuvedeno	

Snadná obsluha „1-2-3“. Stiskněte ventil „1“, abyste vypustili vzduch z horní baňky. Stiskněte ventil „2“ pro odebrání vzorku. Pro dávkování stiskněte ventil „3“. Hodí se pro všechny pipety standardní velikosti. Odolný silikon pro dlouhou životnost. Splňuje požadavky OSHA. Pojme pipety až do 50 mL a má otvor o průměru 1,4 palce.

Technické údaje

Obsah balení:	1 každá
---------------	---------