



## Reagencie, polštářky s práškem, ChromaVer 3, chrom, 5 nebo 10 mL, bal./1 000 ks

**Kat. číslo produktu:**

**1271028**

**Nebezpečné**

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodání do 2 týdnů



Pro stanovení šestimocného chromu difenylkarbohydrazidovou metodou. Schváleno organizací USEPA (agentura pro ochranu životního prostředí USA) pro hlášení pro analýzy odpadní vody pomocí metody Hach 8023, difenylkarbohydrazidovou metodou. Fotometrická velikost vzorku: 10 mL. Fotometrický rozsah: až 0,70 mg/L. Velikost sady na vzorek: 5 mL. Rozsah sady: až 1,50 balení 1 000 ks polštářků s práškem.

### Technické údaje

|                |                                         |
|----------------|-----------------------------------------|
| Číslo metody:  | 8023                                    |
| Metoda:        | 1,5 -difenylkarbohydrazid               |
| Parametr:      | Chrom                                   |
| Platforma:     | Powder Pillows                          |
| Počet testů:   | 1000                                    |
| Přístroj:      | Vše s výjimkou DR/3000, DR/2000, DR 900 |
| Rozsah měření: | 0,010 až 0,700 mg/L Cr <sup>6+</sup>    |
| Soulad s EPA:  | Ano                                     |