



Test kit, nitrate-nitrite, model NI-12

Kat. číslo produktu:

1408100

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Datum odeslání neuvedeno

Nebezpečné



Simple, low-cost color disc method is the most accurate visual test kit method.

Technické údaje

Metoda:	Color disc/Cadmium reduction, Diazotization
Parameter:	Nitrogen, Nitrate/Nitrite
Parametr:	Nitrogen, Nitrate/Nitrite - NO_3^- -N/ NO_2^- -N
Platforma:	Barevný disk
Počet testů:	100
Přístroj:	NI-12
Rozsah měření:	Dual Range
Rozsah měření (2):	0,01 - 0,40 mg/L NO_2^- -N
Smallest increment:	1 0.01
Standardní rozsah měření:	0 - 40 mg/L NO_3^- -N; 0.01 - 0.40 mg/L NO_2^- -N
Styl kufříku:	D
Typ testovací soupravy:	NI-12**