



Zinek, standardní roztok, 25 mg/L jako Zn (NIST), bal./16 ks - ampule Voluette 10 mL

Kat. číslo produktu:

1424610

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Datum odeslání neuvedeno



Pro kontrolu správnosti a přesnosti při stanovení zinku

Jednoduché kontroly správnosti a přesnosti

Standardy v ampulích Voluette a PourRite jsou určeny ke kontrole správnosti a přesnosti metodou standardního přidavku pro metody Hach a softwaru fotometru. Použijte pipetu TenSette k přidání přesného množství standardu a kontrolujte procento regenerace pro ověření výkonu analytického systému.

Minimalizace odpadů

Při každé kontrole přesnosti otevřete novou ampuli standardu. Každá ampule obsahuje dostatečné množství standardu pro jednu sadu přidavků standardu.

Spolehlivé výsledky

Zatavené ampule brání náhodné kontaminaci nebo odpařování standardních roztoků.

Technické údaje

Koncentrace:	25 mg/L
Obsah balení:	mL/16
Platforma:	Roztok