



Tube, culture, 16 x 150 mm, screw cap, 10/pk

Kat. číslo produktu:	1436120
CZK Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Datum odeslání neuvedeno	

Cap has a firmly bonded rubber liner providing a sure and highly inert sealing surface.

Technické údaje

Délka:	150 mm
Kapacita:	Capacity to Neck 20 mL
Obsah balení:	10 /pk
Průměr:	16 mm
Rozměry (H x D):	16 mm x 150 mm
Speciální funkce:	Tube, 16 x 150 mm