



BSK, nutrient, polštářky s pufrem, pro přípravu 19 L, bal./25 ks

Kat. číslo produktu: 1486398
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dodání do 2 týdnů

Reagencie BSK

Pro přípravu ředící vody BSK5. Každý polštářek obsahuje pufr (dle APHA) a nutrienty k přípravě 19 L ředící vody. Balení po 25 polštářcích.

Technické údaje

Aplikace:	Příprava ředící vody
Jednotky:	25/pk
Nastavení balení:	Polštářky s práškem
Obsah balení:	25 ks
Popis:	Nutrienty a pufr
Vzorec:	Nutrienty a pufr

Požadované příslušenství

- Inokulum pro BSK, Polyseed, bal./50 kapslí (Item 2918700)
- BSK standardní roztok, 300 mg/L, ampule Voluette, 10 mL, 16 ks/1 balení (Item 1486510)
- Inhibitor nitrifikace pro BSK, Formule 2533, TCMP, 35 g (Item 253335)