



Standardní roztok, kyselina sírová, 19,2 N, 500 mL

Kat. číslo produktu:

203849

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Datum odeslání neuvedeno



Univerzální standardní roztok, kyselina sírová. Používá se pro stanovení těkavých kyselin metodou esterifikace. Láhev 500 mL

Technické údaje

Koncentrace:	19.2 N
Metoda:	Esterifikace
Objem/Velikost balení:	500 mL
Platforma:	Roztok