



Buret, automatic, class A, 5 mL

Kat. číslo produktu: 2055037

ZASTARALÁ POLOŽKA
Tato položka již není dostupná.

Calibrated to ASTM E694 standard. NIST traceable, Class A buret with 70 mL reservoir. 5.0 mL buret capacity with 0.1 mL subdivision (tolerance ± 0.01 mL). Reservoir stopper and #2 PTFE stopcocks included.

Technické údaje

Kapacita:	5 mL
Materiál skříně:	Class A Glass
Speciální funkce:	Buret, Automatic