



Be Right™



APA6000 tvrdost, standardní roztok, 0,50 mg/L CaCO₃ (NIST), 946 mL

Kat. číslo produktu: 2058016
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Datum odeslání neuvedeno

Technické údaje

Koncentrace:	0,50 mg/L
Objem/Velikost balení:	946 mL
Parametr:	Tvrdost
Podmínky skladování:	Udržujte nádoby těsně uzavřené na suchém, chladném a dobře větraném místě. Chraňte před vlhkostí.
Popis:	Tvrdost, standardní roztok (NIST)
Přístroj:	APA6000