



Náplň pro digitální titrátor, chlorid hořečnatý, 0,080 M

Kat. číslo produktu: 2062501
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Datum odeslání neuvedeno

Pro stanovení chelátu titrací digitálním titrátozem. 0,080 M. Číslice x 0,1 = mg/L chelát (jako mg/L CaCO_3) ve vzorku 100 mL.

Přesné výsledky - tehdy a tam, kde je potřebujete

Metody s digitálním titrátozem využívají vysoce přesné dávkovací zařízení a náplně s koncentrovanými titračními činidly k analýzám v laboratoři, provozu i v terénu.

Rychlé a flexibilní

Vyměnitelné náplně vám umožňují výměnu titračního činidla během několika sekund. Žádné čištění ani vyplachování byret.

Univerzální

K dispozici je více než 50 kombinací parametr/rozsah

Ekonomické

Koncentrovaná titrační činidla umožňují obvykle 40 - 100 titrací s jednou náplní.

Technické údaje

Číslo metody:	8352
Metoda:	Chlorid hořečnatý
Parametr:	Chelát, volný
Platforma:	Digital Titrator
Počet testů:	40 - 100
Rozsah měření:	0 - 20,0 mg/L CaCO_3
Titrační roztok:	0,0800 M MgCl_2